


交流磁気治療器で、



※写真はイメージです。




家庭用電気磁気治療器 Relaxation Park<sup>✿</sup>  
〈リラクゼーションパーク®〉


MARUTAKA

毎日、リラクゼーション。

交流磁気ので、血行の改善。








独自の技術、スクエア磁力線が  
身体をやさしく包みます。

## 装着部位のヨリ、血行

広く深く働く、独自開発のスクエア磁力線。



リラクゼーションパーク 従来の交流磁気治療器


いままで1方向だった磁力の発生方向が、独自の技術で多方向に。様々な角度に張り巡らされた血管に、線ではなく面で作用し、広く働きかけます。1秒間50～60回のN・S極入れ替えで生じる磁場が、やさしく身体を包みます。





# を改善する。これが、交流磁気治療器〈リラクゼーションパーク〉。

## 交流磁気治療器とは？



交流磁気の磁力線の方で、手のひらの上の磁石は振動します。磁力線が身体を突きぬけます。

交流磁気治療器は、家庭用の電気を使用。交流の電気が発生させる磁気は、N・S極の極性が入れ替わります。永久磁石磁気治療器と違い、磁場の範囲が広く強い磁力線は、身体を突きぬけます。

## 好きなスタイルで、磁気治療を。



横になって

ソファや椅子で

## Relaxation Park

〈リラクゼーションパーク®〉

### [ シートクッション ]

●8個セット(ユニット8個)

希望小売価格・・・1,020,000円+消費税  
JANコード：4512948428083

●6個セット(ユニット6個)

希望小売価格・・・780,000円+消費税  
JANコード：4512948428069

●4個セット(ユニット4個)

希望小売価格・・・540,000円+消費税  
JANコード：4512948428045



※写真は8個セットです。

### [ ベルト ]

希望小売価格・・・168,000円+消費税  
JANコード：4512948428106



マグテスター (オプション)

販売名	シートクッション	定格電圧	AC100V
区分	管理医療機器	定格周波数	50Hz/60Hz
種別	機械器具81磁気治療器	定格時間	30分
一般的名称	家庭用電気磁気治療器	外形寸法	約1,680×510×100mm
管理医療機器認証番号	第219AFBZX00049000	重量	約7,100g(シートクッション本体のみ)
安全装置	オートタイマー(30分)、温度過昇防止装置	最大磁束密度	110mT
	シートクッション(ユニット4個)	シートクッション(ユニット6個)	シートクッション(ユニット8個)
定格容量	56/48VA	79/69VA	111/96VA
消費電力	26.0/20.0W	38.0/28.0W	50.0/36.0W
重量	約8,400g	約9,600g	約10,800g

※仕様、及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。※写真はイメージです。

販売名	ベルト	定格電圧	AC100V
区分	管理医療機器	定格周波数	50Hz/60Hz
種別	機械器具81磁気治療器	定格時間	30分
一般的名称	家庭用電気磁気治療器	外形寸法	約180×1100×38mm
管理医療機器認証番号	第219AFBZX00050000	重量	約880g(タイマーを含まず)
安全装置	オートタイマー(30分)、温度過昇防止装置	最大磁束密度	110mT
定格容量	14/12VA		
消費電力	9.0/7.0W		
タイマー			
出力電圧	AC100V	運転表示	7セグメントLED
入力電圧	AC100V	定格時間	30分
定格周波数	50Hz/60Hz	寸法	約180×80×38mm
定格容量	5.0/4.7VA	重量	約385g



ISO13485:2003  
株式会社ホーコーエン  
家庭用電気磁気治療器及び家庭用永久磁石磁気治療器の製造にて認証取得

(製造販売者) 香川県綾歌郡宇多津町2628番地998  
株式会社ホーコーエン Tel.0877-49-6310



電気用品安全法  
技術基準適合  
確認済

## 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがあるので使用しないでください。  
ペースメーカーなどの体内植込み形医用電気機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変シャントなど
- 次のような場合もしくは医師の治療を受けている方は、本器を使用するに際して医師と相談のうえ、その指示に従ってください。  
悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/体温38℃以上(有熱期)の人/安眠を必要とする人/ねんざ、肉離れなどの急性とう傷性疾患の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/温度感覚喪失が認められる人/皮膚に感染症または創傷のある人
- 次のようなところへのご使用はお避けください。金属性物質(人工骨頭・金属製クリップなど)などを体内に埋め込んだ部位。
- 他の治療器や家庭用電気製品との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
- ご使用中は、時計・磁気カードなど磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
- 低温やけどの恐れがありますので、衣服の上からご使用ください。
- ご使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本器に万一故障などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、お問い合わせ先までご連絡ください。